

Sicherheitsdokument für Einweg Mund-Nasen Schutzmaske

Produktbeschreibung:

Diese Einweg Mund-Nasen Schutzmaske bietet einen effektiven Schutz für den Mund- und Nasenbereich durch ihre **3-lagige Filter-Schutzstruktur**. Sie blockiert wirksam Spritzer und Staub, was die Gesundheit von Ihnen und Ihren Mitmenschen schützt. Die Maske ist aus Vliesmaterial, Filtermaterial und ultrafeinen Soft-Fasern hergestellt und bietet **hervorragende Belüftung** sowie **geringen Atemwiderstand**.

Wichtige Merkmale:

- **Einwegmaske:** Die Maske ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und sollte nicht wiederverwendet werden, um die hygienischen Standards sicherzustellen.
- **Geringer Atemwiderstand:** Die Konstruktion der Maske ermöglicht leichtes Atmen, auch bei längerem Tragen.
- **Komfortable Gummischlaufen:** Diese sorgen für einen sicheren und bequemen Sitz hinter den Ohren.
- **Ergonomische Passform:** Die Maske passt sich verschiedenen Gesichtsformen an und kann von Männern und Frauen getragen werden.
- **Sterile Fertigungsumgebung:** Garantiert eine hohe Qualität und Hygienestandard der Masken bei der Produktion.
- **Vielseitig einsetzbar:** Perfekt geeignet für den täglichen Einsatz in verschiedenen Umgebungen, in denen die Einhaltung von Hygienemaßnahmen erforderlich ist.

Gebrauchsanweisung:

1. **Vor dem Aufsetzen der Maske** die Hände gründlich mit Seife und Wasser waschen.
2. Die Maske so auf das Gesicht setzen, dass sie den Mund- und Nasenbereich abdeckt.
3. Die **Gummischlaufen** hinter den Ohren befestigen, sodass die Maske sicher sitzt.
4. Sicherstellen, dass die Maske eng an Gesicht und Kinn anliegt, um Lücken zu vermeiden.
5. **Vermeiden Sie das Berühren der Maske** während des Tragens.
6. **Nach dem Gebrauch** die Maske an den Schlaufen abnehmen und sofort entsorgen.
7. Erneut die Hände gründlich waschen.

Sicherheitshinweise:

- Die Maske sollte bei sichtbarer Beschädigung oder Verschmutzung gewechselt werden.
- Von Kindern fernhalten. Bei Kindern ist die Verwendung nur unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigten empfohlen.
- **Nicht zur Wiederverwendung** bestimmt. Ein täglicher Wechsel wird empfohlen, um maximale Hygienestandards zu gewährleisten.

Lagerung:

- An einem sauberen, trockenen Ort lagern, um die Unversehrtheit der Masken zu gewährleisten.
- Direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit vermeiden, um die Langlebigkeit und Wirksamkeit der Masken zu erhalten.

Durch die Einhaltung dieser Hinweise und Sicherheitsmaßnahmen kann die maximale Schutzwirkung der Einweg-Mund-Nasen Schutzmaske gewährleistet werden.

Safety document for disposable mouth-nose protection mask

Product description:

This disposable mouth-nose protection mask offers effective protection for the mouth and nose area thanks to its 3-layer filter protection structure. It effectively blocks splashes and dust, which protects the health of you and those around you. The mask is made of non-woven material, filter material and ultra-fine soft fibers and offers excellent ventilation and low breathing resistance.

Important features:

- Disposable mask: the mask is for single use only and should not be reused to ensure hygienic standards.
- Low breathing resistance: The design of the mask allows easy breathing, even when worn for long periods.
- Comfortable rubber straps: These ensure a secure and comfortable fit behind the ears.
- Ergonomic fit: The mask adapts to different face shapes and can be worn by men and women.
- Sterile production environment: Guarantees a high quality and hygiene standard of the masks during production.
- Versatile: Perfectly suited for daily use in various environments where compliance with hygiene measures is required.

Instructions for use:

1. wash your hands thoroughly with soap and water before putting on the mask.
2. place the mask on the face so that it covers the mouth and nose area.
3. fasten the elastic loops behind the ears so that the mask fits securely
4. ensure that the mask fits snugly around the face and chin to avoid gaps.
5. avoid touching the mask while wearing it.
6. remove the mask by the loops after use and dispose of it immediately.
7. wash your hands thoroughly again.

Safety instructions:

- The mask should be replaced if visibly damaged or soiled.
- Keep away from children. For children, use is only recommended under the supervision of a parent or guardian.
- Not intended for reuse. Daily replacement is recommended to ensure maximum hygiene standards.

Storage:

- Store in a clean, dry place to ensure the integrity of the masks.
- Avoid direct sunlight and moisture to maintain the longevity and effectiveness of the masks.

By following these instructions and safety measures, the maximum protective effect of the disposable face mask can be guaranteed.

Document de sécurité pour masque de protection bucco-nasale à usage unique

Description du produit :

Ce masque de protection bucco-nasale jetable offre une protection efficace de la bouche et du nez grâce à sa structure de protection filtrante à 3 couches. Il bloque efficacement les éclaboussures et la poussière, ce qui protège votre santé et celle de votre entourage. Le masque est fabriqué en matériau non tissé, en matériau filtrant et en fibres souples ultrafines et offre une excellente ventilation ainsi qu'une faible résistance respiratoire.

Caractéristiques importantes :

- Masque à usage unique : le masque est conçu pour un usage unique et ne doit pas être réutilisé afin de garantir les normes d'hygiène.
- Faible résistance respiratoire : la conception du masque permet de respirer facilement, même en cas de port prolongé.
- Boucles en caoutchouc confortables : Elles assurent un ajustement sûr et confortable derrière les oreilles.
- Ajustement ergonomique : le masque s'adapte aux différentes formes de visage et peut être porté par les hommes et les femmes.
- Environnement de production stérile : garantit une qualité et une hygiène élevées des masques lors de la production.
- Polyvalent : Parfaitement adapté à une utilisation quotidienne dans différents environnements où le respect des mesures d'hygiène est nécessaire.

Mode d'emploi :

1. avant de mettre le masque, se laver soigneusement les mains avec du savon et de l'eau.
2. placer le masque sur le visage de manière à ce qu'il couvre la bouche et le nez.
3. fixer les boucles en caoutchouc derrière les oreilles de manière à ce que le masque soit bien en place.
4. s'assurer que le masque est bien ajusté sur le visage et le menton afin d'éviter les espaces.
- 5) Éviter de toucher le masque pendant qu'il est porté.
6. après utilisation, retirer le masque par les boucles et le jeter immédiatement.
7. se laver à nouveau soigneusement les mains.

Les consignes de sécurité :

- Le masque doit être changé s'il est visiblement endommagé ou sale.
- Tenir à l'écart des enfants. Pour les enfants, l'utilisation n'est recommandée que sous la surveillance d'un parent ou d'un tuteur.
- Non destiné à être réutilisé. Un changement quotidien est recommandé afin de garantir des normes d'hygiène maximales.

Stockage :

- Stocker dans un endroit propre et sec afin de garantir l'intégrité des masques.
- Éviter l'exposition directe au soleil et à l'humidité afin de préserver la longévité et l'efficacité des masques.

Le respect de ces consignes et mesures de sécurité permet de garantir l'effet protecteur maximal du masque de protection bucco-nasale à usage unique.

Documento di sicurezza per la maschera monouso di protezione bocca-naso

Descrizione del prodotto:

Questa maschera di protezione bocca-naso monouso offre una protezione efficace per la zona della bocca e del naso grazie alla sua struttura di protezione a 3 strati. Blocca efficacemente schizzi e polvere, proteggendo la salute vostra e di chi vi circonda. La maschera è realizzata in materiale non tessuto, materiale filtrante e fibre morbide ultrafini e offre un'eccellente ventilazione e una bassa resistenza respiratoria.

Caratteristiche importanti:

- Maschera monouso: la maschera è monouso e non deve essere riutilizzata per garantire gli standard igienici.
- Bassa resistenza respiratoria: il design della maschera consente una respirazione agevole, anche se indossata per lunghi periodi.
- Comode cinghie in gomma: Assicurano una vestibilità sicura e confortevole dietro le orecchie.
- Vestibilità ergonomica: la maschera si adatta a diverse forme del viso e può essere indossata da uomini e donne.
- Ambiente di produzione sterile: garantisce un elevato standard di qualità e igiene delle maschere durante la produzione.
- Versatile: si adatta perfettamente all'uso quotidiano in vari ambienti in cui è richiesto il rispetto delle misure igieniche.

Istruzioni per l'uso:

1. lavare accuratamente le mani con acqua e sapone prima di indossare la maschera.
2. posizionare la maschera sul viso in modo che copra la bocca e il naso.
3. fissare i passanti elastici dietro le orecchie in modo che la maschera aderisca saldamente.
4. Assicurarsi che la maschera sia ben aderente al viso e al mento per evitare spazi vuoti.
5. evitare di toccare la maschera mentre la si indossa.
6. Dopo l'uso, rimuovere la maschera dagli occhielli e smaltirla immediatamente.
7. lavarsi di nuovo accuratamente le mani.

Istruzioni di sicurezza:

- La maschera deve essere sostituita se visibilmente danneggiata o sporca.
- Tenere lontano dai bambini. Per i bambini, l'uso è consigliato solo sotto la supervisione di un genitore o di un tutore.
- Non è destinata al riutilizzo. Si raccomanda la sostituzione quotidiana per garantire i massimi standard igienici.

Conservazione:

- Conservare in un luogo pulito e asciutto per garantire l'integrità delle maschere.
- Evitare la luce solare diretta e l'umidità per preservare la longevità e l'efficacia delle maschere.

Seguendo queste istruzioni e misure di sicurezza, è possibile garantire il massimo effetto protettivo della maschera facciale monouso.

Documento de seguridad de la mascarilla desechable de protección buconasal

Descripción del producto:

Esta mascarilla desechable de protección buconasal ofrece una protección eficaz para la zona de la boca y la nariz gracias a su estructura de protección con filtro de 3 capas. Bloquea eficazmente las salpicaduras y el polvo, lo que protege su salud y la de los que le rodean. La mascarilla está fabricada con material no tejido, material filtrante y fibras suaves ultrafinas, y ofrece una ventilación excelente y una baja resistencia a la respiración.

Características importantes:

- Mascarilla desechable: La mascarilla es de un solo uso y no debe reutilizarse para garantizar las normas de higiene.
- Baja resistencia a la respiración: El diseño de la mascarilla permite respirar con facilidad, incluso cuando se lleva puesta durante largos periodos.
- Cómodas correas de goma: Garantizan un ajuste seguro y cómodo detrás de las orejas.
- Ajuste ergonómico: La mascarilla se adapta a diferentes formas de cara y puede ser utilizada por hombres y mujeres.
- Entorno de producción estéril: Garantiza un alto nivel de calidad e higiene de las mascarillas durante la producción.
- Versátiles: Perfectas para el uso diario en diversos entornos en los que se exige el cumplimiento de medidas higiénicas.

Instrucciones de uso:

1. lavarse bien las manos con agua y jabón antes de ponerse la mascarilla.
2. colóquese la mascarilla en la cara de forma que cubra la zona de la boca y la nariz.
3. abroche los lazos elásticos detrás de las orejas para que la mascarilla quede bien ajustada.
4. asegúrese de que la mascarilla quede bien ajustada alrededor de la cara y la barbilla para evitar huecos.
5. evite tocar la mascarilla mientras la lleva puesta.
6. quítese la mascarilla por las trabillas después de usarla y deséchela inmediatamente.
7. lávese bien las manos de nuevo.

Instrucciones de seguridad:

- La mascarilla debe sustituirse si está visiblemente dañada o sucia.
- Mantener fuera del alcance de los niños. Para los niños, sólo se recomienda su uso bajo la supervisión de un padre o tutor.
- No está destinada a la reutilización. Se recomienda sustituirla diariamente para garantizar el máximo nivel de higiene.

Conservación:

- Almacenar en un lugar limpio y seco para garantizar la integridad de las mascarillas.
- Evite la luz solar directa y la humedad para mantener la longevidad y eficacia de las mascarillas.

Siguiendo estas instrucciones y medidas de seguridad, puede garantizarse el máximo efecto protector de la mascarilla facial desechable.

Документ за безопасност за защитна маска за уста и нос за еднократна употреба

Описание на продукта:

Тази маска за еднократна употреба за защита на устата и носа предлага ефективна защита за областта на устата и носа благодарение на трислойната си филтърна защитна структура. Тя ефективно блокира пръски и прах, което предпазва здравето на вас и на хората около вас. Маската е изработена от нетъкан материал, филтърен материал и ултрафини меки влакна и предлага отлична вентилация и ниско съпротивление при дишане.

Важни характеристики:

- Маска за еднократна употреба: Маската е само за еднократна употреба и не трябва да се използва повторно, за да се гарантират хигиенни стандарти.
- Ниско съпротивление при дишане: Дизайнът на маската позволява лесно дишане, дори когато се носи дълго време.
- Удобни гумени ремъци: Те осигуряват сигурно и удобно прилягане зад ушите.
- Ергономично прилягане: Маската се адаптира към различни форми на лицето и може да се носи от мъже и жени.
- Стерилна производствена среда: Гарантира високо качество и хигиена на маските по време на производството.
- Универсалност: Перфектно пригодена за ежедневна употреба в различни среди, където се изисква спазване на хигиенни мерки.

Инструкции за употреба:

1. измийте добре ръцете си със сапун и вода, преди да поставите маската.
2. поставете маската на лицето, така че да покрива областта на устата и носа.
3. закрепете еластичните примки зад ушите, така че маската да прилепне здраво.
- 4 Уверете се, че маската приляга плътно около лицето и брадичката, за да избегнете пропуски.
5. избягвайте да докосвате маската, докато я носите.
6. сваляйте маската за примките след употреба и я изхвърляйте незабавно.
7. измийте отново добре ръцете си.

Инструкции за безопасност:

- Маската трябва да се смени, ако е видимо повредена или замърсена.
- Да се пази от деца. За деца се препоръчва употреба само под надзора на родител или настойник.
- Не е предназначена за повторна употреба. Препоръчва се ежедневна подмяна, за да се осигурят максимални хигиенни стандарти.

Съхранение:

- Съхранявайте на чисто и сухо място, за да се гарантира целостта на маските.
- Избягвайте пряка слънчева светлина и влага, за да запазите дълготрайността и ефективността на маските.

При спазване на тези инструкции и мерки за безопасност може да се гарантира максимален защитен ефект на маската за еднократна употреба.

Bezpečnostní dokument pro jednorázovou masku na ochranu úst a nosu

Popis produktu:

Tato jednorázová maska na ochranu úst a nosu nabízí účinnou ochranu úst a nosu díky své třívrstvé filtrační ochranné struktuře. Účinně blokuje stříkající vodu a prach, čímž chrání zdraví vaše i vašeho okolí. Maska je vyrobena z netkaného materiálu, filtračního materiálu a velmi jemných měkkých vláken a nabízí vynikající ventilaci a nízký odpor při dýchání.

Důležité funkce:

- Jednorázová maska: Maska je určena pouze k jednorázovému použití a neměla by se používat opakovaně, aby byly zajištěny hygienické normy.
- Nízký odpor při dýchání: Konstrukce masky umožňuje snadné dýchání i při dlouhodobém nošení.
- Pohodlné gumové pásky: Ty zajišťují bezpečné a pohodlné uchycení za ušima.
- Ergonomický střih: Maska se přizpůsobí různým tvarům obličeje a mohou ji nosit muži i ženy.
- Sterilní výrobní prostředí: Zaručuje vysokou kvalitu a hygienický standard masek při výrobě.
- Všestrannost: Perfektně se hodí pro každodenní použití v různých prostředích, kde je vyžadováno dodržování hygienických opatření.

Návod k použití:

Před nasazením masky si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

2. Nasad'te masku na obličej tak, aby zakrývala oblast úst a nosu.
3. Zapněte elastická poutka za ušima tak, aby maska bezpečně přilnula.
4. Ujistěte se, že maska těsně přiléhá k obličej i bradě, aby nevznikaly mezery.
5. Během nošení masky se jí nedotýkejte.
6. Po použití masky sundejte za poutka a ihned ji zlikvidujte.
7. Znovu si důkladně umyjte ruce.

Bezpečnostní pokyny:

- Při viditelném poškození nebo znečištění je třeba masku vyměnit.
- Uchovávejte mimo dosah dětí. U dětí se doporučuje použití pouze pod dohledem rodiče nebo opatrovníka.
- Není určeno k opakovanému použití. Pro zajištění maximálních hygienických standardů se doporučuje každodenní výměna.

Skladování:

- Skladujte na čistém a suchém místě, aby byla zajištěna neporušenost masek.
- Vyhněte se přímému slunečnímu záření a vlhkosti, abyste zachovali dlouhou životnost a účinnost masek.

Dodržováním těchto pokynů a bezpečnostních opatření lze zaručit maximální ochranný účinek jednorázové obličejové masky.

Sikkerhedsdokument for engangsmaske til beskyttelse af mund og næse

Produktbeskrivelse:

Denne engangsmaske til beskyttelse af mund og næse giver effektiv beskyttelse af mund- og næseområdet takket være dens 3-lags filterbeskyttelsesstruktur. Den blokerer effektivt for stænk og støv, hvilket beskytter dit og dine omgivers helbred. Masken er lavet af ikke-vævet materiale, filtermateriale og ultrafine bløde fibre og giver fremragende ventilation og lav åndedrætsmodstand.

Vigtige funktioner:

- Engangsmaske: Masken er kun til engangsbrug og bør ikke genbruges for at sikre hygiejniske standarder.
- Lav åndedrætsmodstand: Maskens design gør det nemt at trække vejret, selv når den bæres i lange perioder.
- Komfortable gummistropper: Disse sikrer en sikker og behagelig pasform bag ørerne.
- Ergonomisk pasform: Masken tilpasser sig forskellige ansigtsformer og kan bæres af både mænd og kvinder.
- Sterilt produktionsmiljø: Garanterer en høj kvalitets- og hygiejnestandard for maskerne under produktionen.
- Alsidig: Perfekt egnet til daglig brug i forskellige miljøer, hvor der kræves overholdelse af hygiejneforanstaltninger.

Instruktioner for brug:

1. Vask hænderne grundigt med vand og sæbe, før du tager masken på.
2. Placer masken på ansigtet, så den dækker mund- og næseområdet.
3. Fastgør de elastiske løkker bag ørerne, så masken sidder godt fast.
4. Sørg for, at masken sidder tæt omkring ansigtet og hagen for at undgå huller.
5. Undgå at røre ved masken, mens du har den på.
6. Fjern masken i løkkerne efter brug, og smid den ud med det samme.
7. Vask dine hænder grundigt igen.

Sikkerhedsinstruktioner:

- Masken skal udskiftes, hvis den er synligt beskadiget eller snavset.
- Holdes væk fra børn. Børn anbefales kun at bruge masken under opsyn af en forælder eller værge.
- Ikke beregnet til genbrug. Daglig udskiftning anbefales for at sikre maksimal hygiejnestandard.

Opbevaring:

- Opbevares på et rent, tørt sted for at sikre maskernes integritet.
- Undgå direkte sollys og fugt for at bevare maskernes levetid og effektivitet.

Ved at følge disse instruktioner og sikkerhedsforanstaltninger kan den maksimale beskyttende effekt af engangsmasken garanteres.

Turvallisuusasiakirja kertakäyttöistä suu-nenäsuojanaamaria varten

Tuotteen kuvaus:

Tämä kertakäyttöinen suu-nenäsuojanaamari tarjoaa tehokkaan suojan suun ja nenän alueelle sen 3-kerroksisen suodatinrakenteen ansiosta. Se estää tehokkaasti roiskeet ja pölyn, mikä suojaa sinun ja ympärilläsi olevien henkilöiden terveyttä. Naamari on valmistettu kuitukangasmateriaalista, suodatinmateriaalista ja erittäin hienoista pehmeistä kuiduista, ja se tarjoaa erinomaisen ilmanvaihdon ja alhaisen hengitysvastuksen.

Tärkeitä ominaisuuksia:

- Kertakäyttöinen naamari: Naamari on tarkoitettu vain kertakäyttöön, eikä sitä saa käyttää uudelleen hygieniavaatimusten varmistamiseksi.
- Alhainen hengitysvastus: Maskin muotoilu mahdollistaa helpon hengittämisen, vaikka sitä käytettäisiin pitkiä aikoja.
- Mukavat kumihihnat: Nämä takaavat turvallisen ja mukavan istuvuuden korvien taakse.
- Ergonominen istuvuus: Naamari mukautuu erilaisiin kasvojen muotoihin, ja sitä voivat käyttää sekä miehet että naiset.
- Steriili tuotantoympäristö: Takaat maskien korkean laadun ja hygieniatason tuotannon aikana.
- Monipuolinen: Soveltuu täydellisesti päivittäiseen käyttöön erilaisissa ympäristöissä, joissa vaaditaan hygieniatoimenpiteiden noudattamista.

Käyttöohjeet:

1. pese kädet huolellisesti vedellä ja saippualla ennen naamion laittamista.
2. Aseta naamari kasvoille niin, että se peittää suun ja nenän alueen.
3. kiinnitä joustavat silmukat korvien taakse niin, että naamari istuu tukevasti.
4. Varmista, että naamari istuu tiiviisti kasvojen ja leuan ympärille, jotta välit eivät jää aukkoihin.
5. Vältä koskemasta naamariin, kun käytät sitä.
6. poista maski silmukoista käytön jälkeen ja hävitä se välittömästi.
7. pese kädet uudelleen huolellisesti.

Turvallisuusohjeet:

- Suojausohjeet: Maski on vaihdettava, jos se on näkyvästi vaurioitunut tai likaantunut.
- Pidä poissa lasten ulottuvilta. Lapsille suositellaan käyttöä vain vanhemman tai huoltajan valvonnassa.
- Ei ole tarkoitettu uudelleenkäyttöön. Päivittäistä vaihtoa suositellaan maksimaalisten hygieniastandardien varmistamiseksi.

Varastointi:

- Säilytä puhtaassa, kuivassa paikassa naamioiden eheyden varmistamiseksi.
- Vältä suoraa auringonvaloa ja kosteutta, jotta naamarit säilyvät pitkäikäisinä ja tehokkaina.

Noudattamalla näitä ohjeita ja turvatoimenpiteitä voidaan taata kertakäyttöisen kasvonaamarin maksimaalinen suojaava vaikutus.

Έγγραφο ασφαλείας για μάσκα προστασίας στόματος-μύτης μίας χρήσης

Περιγραφή προϊόντος:

Αυτή η μάσκα προστασίας στόματος-μύτης μίας χρήσης προσφέρει αποτελεσματική προστασία για την περιοχή του στόματος και της μύτης χάρη στη δομή προστασίας φίλτρου 3 επιπέδων. Αποκλείει αποτελεσματικά τις πιτσιλιές και τη σκόνη, γεγονός που προστατεύει την υγεία εσάς και των γύρω σας. Η μάσκα είναι κατασκευασμένη από μη υφασμένο υλικό, υλικό φίλτρου και εξαιρετικά λεπτές μαλακές ίνες και προσφέρει εξαιρετικό αερισμό και χαμηλή αντίσταση στην αναπνοή.

Σημαντικά χαρακτηριστικά:

- Η μάσκα προορίζεται μόνο για μία χρήση και δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιείται για να διασφαλίζονται τα πρότυπα υγιεινής.
- Χαμηλή αντίσταση στην αναπνοή: Ο σχεδιασμός της μάσκας επιτρέπει την εύκολη αναπνοή, ακόμη και όταν φοριέται για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Άνετοι μάντες από καουτσούκ: Αυτά εξασφαλίζουν ασφαλή και άνετη εφαρμογή πίσω από τα αυτιά.
- Εργονομική εφαρμογή: Η μάσκα προσαρμόζεται σε διαφορετικά σχήματα προσώπου και μπορεί να φορεθεί από άνδρες και γυναίκες.
- Αποστειρωμένο περιβάλλον παραγωγής: Εγγυάται υψηλό επίπεδο ποιότητας και υγιεινής των μασκών κατά τη διάρκεια της παραγωγής.
- Ευπροσάρμοστη: Ιδανική για καθημερινή χρήση σε διάφορα περιβάλλοντα όπου απαιτείται η συμμόρφωση με τα μέτρα υγιεινής.

Οδηγίες χρήσης:

1. πλύνετε τα χέρια σας καλά με σαπούνι και νερό πριν φορέσετε τη μάσκα.
2. τοποθετήστε τη μάσκα στο πρόσωπο έτσι ώστε να καλύπτει την περιοχή του στόματος και της μύτης.
3. στερεώστε τις ελαστικές θηλιές πίσω από τα αυτιά, ώστε η μάσκα να εφαρμόζει με ασφάλεια.
4. Βεβαιωθείτε ότι η μάσκα εφαρμόζει καλά γύρω από το πρόσωπο και το πηγούνι για να μην υπάρχουν κενά.
5. αποφύγετε να αγγίζετε τη μάσκα ενώ τη φοράτε.
6. αφαιρέστε τη μάσκα από τις θηλιές μετά τη χρήση και πετάξτε την αμέσως.
7. πλύνετε και πάλι καλά τα χέρια σας.

Οδηγίες ασφαλείας:

- Η μάσκα πρέπει να αντικαθίσταται εάν είναι εμφανώς κατεστραμμένη ή λερωμένη.
- Κρατήστε την μακριά από παιδιά. Για τα παιδιά, η χρήση συνιστάται μόνο υπό την επίβλεψη γονέα ή κηδεμόνα.
- Δεν προορίζεται για επαναχρησιμοποίηση. Συνιστάται η καθημερινή αντικατάσταση για τη διασφάλιση των μέγιστων προτύπων υγιεινής.

Αποθήκευση:

- Αποθήκευση σε καθαρό και ξηρό μέρος για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των μασκών.

- Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως και την υγρασία για να διατηρήσετε τη μακροζωία και την αποτελεσματικότητα των μασκών.

Ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες και τα μέτρα ασφαλείας, μπορεί να διασφαλιστεί η μέγιστη προστατευτική δράση της μάσκας προσώπου μίας χρήσης.

Biztonsági dokumentum az eldobható száj-orrvédő maszkhoz

Termékleírás: A termék leírása:

Ez az eldobható száj-orrvédő maszk hatékony védelmet nyújt a száj és az orr területének a 3 rétegű szűrőszerkezetének köszönhetően. Hatékonyan blokkolja a fröccsenéseket és a port, ami védi az Ön és a környezetében lévő egészségét. A maszk nem szőtt anyagból, szűrőanyagból és ultrafinom puha szálakból készült, kiváló szellőzést és alacsony légzési ellenállást biztosít.

Fontos jellemzők:

- A maszk csak egyszer használatos, és a higiéniai előírások biztosítása érdekében nem használható újra.
- Alacsony légzési ellenállás: A maszk kialakítása könnyű légzést tesz lehetővé, még hosszú ideig tartó viselés esetén is.
- Kényelmes gumipántok: Ezek biztosítják a biztonságos és kényelmes illeszkedést a fülek mögött.
- Ergonomikus illeszkedés: A maszk alkalmazkodik a különböző arcformákhoz, és férfiak és nők egyaránt viselhetik.
- Steril gyártási környezet: Garantálja a maszkok magas minőségi és higiéniai színvonalát a gyártás során.
- Sokoldalú: Tökéletesen alkalmas mindennapi használatra különböző környezetekben, ahol a higiéniai intézkedések betartása szükséges.

Használati utasítás:

A maszk felhelyezése előtt alaposan mosson kezet szappannal és vízzel.

2. Helyezze a maszkot az arcra úgy, hogy az a száj és az orr területét takarja.
3. rögzítse a rugalmas hurkokat a fülek mögött, hogy a maszk biztonságosan illeszkedjen.
4. Győződjön meg arról, hogy a maszk szorosan illeszkedik az arc és az áll köré, hogy elkerülje a réseket.
5. Kerülje a maszk megérintését viselés közben.
6. használat után vegye le a maszkot a hurkognál fogva, és azonnal dobja el.
7. mosson újra alaposan kezet.

Biztonsági utasítások:

- A maszkot ki kell cserélni, ha láthatóan sérült vagy szennyezett.
- Gyermekektől távol tartandó. Gyermek számára a használat csak szülő vagy gondviselő felügyelete mellett ajánlott.
- Újbóli használatra nem alkalmas. A maximális higiéniai előírások biztosítása érdekében napi csere ajánlott.

Tárolás:

- A maszkok sértetlenségének biztosítása érdekében tiszta, száraz helyen tárolandó.
- Kerülje a közvetlen napfényt és a nedvességet a maszkok hosszú élettartamának és hatékonyságának megőrzése érdekében.

A fenti utasítások és biztonsági intézkedések betartásával garantálható az eldobható arcmaszk maximális védőhatása.

Veiligheidsdocument voor wegwerpmasker met mond-neusbescherming

Productomschrijving:

Dit wegwerp mond-neusbeschermingsmasker biedt effectieve bescherming voor het mond- en neusgebied dankzij de 3-laags filterbeschermingsstructuur. Het houdt spatten en stof effectief tegen, wat de gezondheid van jou en je omgeving beschermt. Het masker is gemaakt van non-woven materiaal, filtermateriaal en ultrafijne zachte vezels en biedt uitstekende ventilatie en een lage ademweerstand.

Belangrijke kenmerken:

- Wegwerpmasker: Het masker is voor eenmalig gebruik en mag niet worden hergebruikt om hygiënische normen te garanderen.
- Lage ademweerstand: Het ontwerp van het masker zorgt ervoor dat je gemakkelijk kunt ademen, zelfs als je het langere tijd draagt.
- Comfortabele rubberen banden: Deze zorgen voor een veilige en comfortabele pasvorm achter de oren.
- Ergonomische pasvorm: Het masker past zich aan verschillende gezichtsvormen aan en kan gedragen worden door mannen en vrouwen.
- Steriele productieomgeving: Garandeert een hoge kwaliteit en hygiënestandaard van de maskers tijdens de productie.
- Veelzijdig: Perfect geschikt voor dagelijks gebruik in verschillende omgevingen waar naleving van hygiënemaatregelen vereist is.

Gebruiksaanwijzing:

1. was je handen grondig met water en zeep voordat je het masker opzet.
2. plaats het masker op het gezicht zodat het de mond en neus bedekt.
3. maak de elastische lussen achter de oren vast zodat het masker goed aansluit.
4. zorg ervoor dat het masker goed aansluit rond het gezicht en de kin om kloven te voorkomen.
5. vermijd het aanraken van het masker tijdens het dragen.
6. verwijder het masker na gebruik aan de lussen en gooi het onmiddellijk weg.
7. was uw handen opnieuw grondig.

Veiligheidsinstructies:

- Het masker moet worden vervangen als het zichtbaar beschadigd of vuil is.
- Uit de buurt van kinderen houden. Gebruik door kinderen wordt alleen aanbevolen onder toezicht van een ouder of voogd.
- Niet bedoeld voor hergebruik. Dagelijks vervangen wordt aanbevolen om maximale hygiëne te garanderen.

Bewaren:

- Bewaar op een schone, droge plaats om de integriteit van de maskers te waarborgen.
- Vermijd direct zonlicht en vocht om de levensduur en effectiviteit van de maskers te behouden.

Door deze instructies en veiligheidsmaatregelen op te volgen, kan het maximale beschermende effect van het wegwerpgezichtsmasker worden gegarandeerd.

Dokument bezpieczeństwa dla jednorazowej maski ochronnej usta-nos

Opis produktu:

Ta jednorazowa maska ochronna na usta i nos zapewnia skuteczną ochronę obszaru ust i nosa dzięki 3-warstwowej strukturze ochronnej filtra. Skutecznie blokuje rozpryski i pył, co chroni zdrowie użytkownika i osób w jego otoczeniu. Maska jest wykonana z włókniny, materiału filtrującego i ultracienkich miękkich włókien i zapewnia doskonałą wentylację oraz niski opór oddychania.

Ważne cechy:

- Jednorazowa maska: Maska jest przeznaczona wyłącznie do jednorazowego użytku i nie powinna być ponownie używana w celu zapewnienia standardów higienicznych.
- Niski opór oddychania: Konstrukcja maski pozwala na łatwe oddychanie, nawet przy długotrwałym noszeniu.
- Wygodne gumowe paski: Zapewniają bezpieczne i wygodne dopasowanie za uszami.
- Ergonomiczne dopasowanie: Maska dostosowuje się do różnych kształtów twarzy i może być noszona przez mężczyzn i kobiety.
- Sterylne środowisko produkcji: Gwarantuje wysoką jakość i standard higieny masek podczas produkcji.
- Wszechstronność: Idealnie nadaje się do codziennego użytku w różnych środowiskach, w których wymagana jest zgodność ze środkami higieny.

Instrukcja użytkowania:

1. przed założeniem maski należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem.
2. Umieść maskę na twarzy tak, aby zakrywała usta i nos.
3. zapiąć elastyczne pętle za uszami, aby maska dobrze przylegała.
4. Upewnić się, że maska ściśle przylega do twarzy i podbródka, aby uniknąć szczelin.
5. Unikać dotykania maski podczas jej noszenia.
6. po użyciu zdjąć maskę za pętle i natychmiast ją wyrzucić.
7. ponownie dokładnie umyć ręce.

Instrukcje bezpieczeństwa:

- Maskę należy wymienić w przypadku widocznego uszkodzenia lub zabrudzenia.
- Trzymać z dala od dzieci. W przypadku dzieci zaleca się stosowanie wyłącznie pod nadzorem rodzica lub opiekuna.
- Nie jest przeznaczona do ponownego użycia. Zaleca się codzienną wymianę w celu zapewnienia maksymalnych standardów higieny.

Przechowywanie:

- Przechowywać w czystym, suchym miejscu, aby zapewnić integralność masek.
- Unikać bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci, aby zachować trwałość i skuteczność masek.

Przestrzeżenie tych instrukcji i środków bezpieczeństwa gwarantuje maksymalny efekt ochronny jednorazowej maski na twarz.

Documento de segurança para a máscara descartável de proteção da boca e do nariz

Descrição do produto:

Esta máscara de proteção bucal descartável oferece uma proteção eficaz para a zona da boca e do nariz graças à sua estrutura de proteção com filtro de 3 camadas. Bloqueia eficazmente os salpicos e o pó, o que protege a sua saúde e a das pessoas que o rodeiam. A máscara é feita de material não tecido, material filtrante e fibras macias ultra-finas e oferece uma excelente ventilação e uma baixa resistência à respiração.

Caraterísticas importantes:

- Máscara descartável: A máscara destina-se a uma única utilização e não deve ser reutilizada para garantir os padrões de higiene.
- Baixa resistência à respiração: O design da máscara permite uma respiração fácil, mesmo quando usada durante longos períodos.
- Correias de borracha confortáveis: Garantem um ajuste seguro e confortável atrás das orelhas.
- Ajuste ergonómico: A máscara adapta-se a diferentes formas de rosto e pode ser usada por homens e mulheres.
- Ambiente de produção estéril: Garante um elevado padrão de qualidade e higiene das máscaras durante a produção.
- Versátil: Perfeitamente adaptada à utilização diária em vários ambientes onde é necessário respeitar as medidas de higiene.

Instruções de utilização:

1. lavar bem as mãos com água e sabão antes de colocar a máscara.
2. Colocar a máscara no rosto de modo a cobrir a zona da boca e do nariz.
3. apertar os laços elásticos atrás das orelhas para que a máscara fique bem ajustada.
4. certificar-se de que a máscara fica bem ajustada à volta do rosto e do queixo para evitar folgas.
5. Evite tocar na máscara enquanto a estiver a usar.
6. retire a máscara pelos anéis após a sua utilização e deite-a fora imediatamente.
7. volte a lavar bem as mãos.

Instruções de segurança:

- A máscara deve ser substituída se estiver visivelmente danificada ou suja.
- Manter afastado do alcance das crianças. Para as crianças, recomenda-se a utilização apenas sob a supervisão de um dos pais ou de um tutor.
- Não se destina a ser reutilizada. Recomenda-se a substituição diária para garantir o máximo de higiene.

Armazenamento:

- Armazenar num local limpo e seco para garantir a integridade das máscaras.
- Evitar a luz solar direta e a humidade para manter a longevidade e a eficácia das máscaras.

Seguindo estas instruções e medidas de segurança, é possível garantir o máximo efeito protetor da máscara facial descartável.

Document de siguranță pentru masca de protecție gură-nas de unică folosință

Descrierea produsului:

Această mască de protecție gură-nas de unică folosință oferă o protecție eficientă pentru zona gurii și a nasului datorită structurii sale de protecție cu filtru în 3 straturi. Blochează eficient stropii și praful, ceea ce protejează sănătatea dumneavoastră și a celor din jurul dumneavoastră. Masca este fabricată din material neșesut, material filtrant și fibre moi ultrafine și oferă o ventilație excelentă și o rezistență scăzută la respirație.

Caracteristici importante:

- Mască de unică folosință: Masca este destinată unei singure utilizări și nu trebuie reutilizată pentru a asigura standardele de igienă.
- Rezistență scăzută la respirație: Designul măștii permite o respirație ușoară, chiar și atunci când este purtată pentru perioade lungi.
- Curele confortabile din cauciuc: Acestea asigură o fixare sigură și confortabilă în spatele urechilor.
- Potrivire ergonomică: Masca se adaptează la diferite forme ale feței și poate fi purtată de bărbați și femei.
- Mediu de producție steril: Garantează un standard ridicat de calitate și igienă a măștilor în timpul producției.
- Versatilă: Perfectă pentru utilizarea zilnică în diverse medii în care este necesară respectarea măsurilor de igienă.

Instrucțiuni de utilizare:

1. spălați-vă bine pe mâini cu apă și săpun înainte de a pune masca.
2. așezați masca pe față astfel încât să acopere zona gurii și a nasului.
3. Fixați buclele elastice în spatele urechilor, astfel încât masca să se potrivească bine.
4. asigurați-vă că masca se potrivește perfect în jurul feței și bărbiei pentru a evita spațiile libere.
5. Evitați să atingeți masca în timp ce o purtați.
6. îndepărtați masca de bucle după utilizare și aruncați-o imediat.
7. spălați-vă din nou bine pe mâini.

Instrucțiuni de siguranță:

- Masca trebuie înlocuită dacă este vizibil deteriorată sau murdară.
- A se păstra departe de copii. Pentru copii, utilizarea este recomandată numai sub supravegherea unui părinte sau tutore.
- Nu este destinată reutilizării. Se recomandă înlocuirea zilnică pentru a asigura standarde maxime de igienă.

Depozitare:

- Depozitați într-un loc curat și uscat pentru a asigura integritatea măștilor.
- Evitați lumina directă a soarelui și umiditatea pentru a menține longevitatea și eficacitatea măștilor.

Prin respectarea acestor instrucțiuni și măsuri de siguranță, se poate garanta efectul protector maxim al măștii faciale de unică folosință.

Säkerhetsdokument för mun-nässkyddsmask för engångsbruk

Produktbeskrivning:

Denna mun-nässkyddsmask för engångsbruk ger ett effektivt skydd för mun- och näsområdet tack vare sin 3-lagers filterskyddsstruktur. Den blockerar effektivt stänk och damm, vilket skyddar din och omgivningens hälsa. Masken är tillverkad av non-woven-material, filtermaterial och ultrafina mjuka fibrer och ger utmärkt ventilation och lågt andningsmotstånd.

Viktiga egenskaper:

- Engångsmask: Masken är endast avsedd för engångsbruk och bör inte återanvändas av hygieniska skäl.
- Lågt andningsmotstånd: Maskens utformning gör det lätt att andas, även när den bärs under långa perioder.
- Bekväma gummiremmar: Dessa ger en säker och bekväm passform bakom öronen.
- Ergonomisk passform: Masken anpassar sig till olika ansiktsformer och kan bäras av både män och kvinnor.
- Steril produktionsmiljö: Garanterar en hög kvalitets- och hygienstandard för maskerna under produktionen.
- Mångsidig: Passar perfekt för daglig användning i olika miljöer där det krävs att hygienåtgärder följs.

Instruktioner för användning:

1. Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten innan du sätter på dig masken.
2. Placera masken på ansiktet så att den täcker mun- och näsområdet.
3. Fäst de elastiska öglorna bakom öronen så att masken sitter ordentligt.
4. Se till att masken sitter tätt runt ansiktet och hakan så att det inte blir några springor.
5. Undvik att röra vid masken när du bär den.
6. Ta av masken i öglorna efter användning och kasta den omedelbart.
7. Tvätta händerna noggrant igen.

Säkerhetsanvisningar:

- Masken ska bytas ut om den är synligt skadad eller smutsig.
- Förvaras åtskilt från barn. För barn rekommenderas användning endast under överinseende av en förälder eller vårdnadshavare.
- Ej avsedd för återanvändning. Dagligt byte rekommenderas för att säkerställa högsta möjliga hygienstandard.

Förvaring:

- Förvara på en ren, torr plats för att säkerställa maskernas integritet.
- Undvik direkt solljus och fukt för att bibehålla maskernas livslängd och effektivitet.

Genom att följa dessa anvisningar och säkerhetsåtgärder kan du garantera att engångsmasken ger maximal skyddseffekt.

Bezpečnostný dokument pre jednorazovú masku na ochranu úst a nosa

Popis produktu:

Táto jednorazová maska na ochranu úst a nosa poskytuje účinnú ochranu úst a nosa vďaka 3-vrstvovej štruktúre filtračnej ochrany. Účinne blokuje striekajúce látky a prach, čím chráni zdravie vás a osôb vo vašom okolí. Maska je vyrobená z netkaného materiálu, filtračného materiálu a veľmi jemných mäkkých vlákien a ponúka vynikajúcu ventiláciu a nízky odpor pri dýchaní.

Dôležité funkcie:

- Jednorazová maska: Maska je určená len na jedno použitie a nemala by sa používať opakovane, aby sa zabezpečili hygienické normy.
- Nízky odpor pri dýchaní: Konštrukcia masky umožňuje ľahké dýchanie aj pri dlhodobom nosení.
- Pohodlné gumové popruhy: Tie zaisťujú bezpečné a pohodlné uchytanie za ušami.
- Ergonomický strih: Maska sa prispôsobí rôznym tvarom tváre a môžu ju nosiť muži aj ženy.
- Sterilné výrobné prostredie: Zaručuje vysokú kvalitu a hygienický štandard masiek počas výroby.
- Univerzálnosť: Dokonale sa hodí na každodenné používanie v rôznych prostrediach, kde sa vyžaduje dodržiavanie hygienických opatrení.

Návod na použitie:

Pred nasadením masky si dôkladne umyte ruky vodou a mydlom.

2. Nasaďte si masku na tvár tak, aby zakrývala oblasť úst a nosa.
3. Zapnite elastické pútko za ušami tak, aby maska bezpečne priliehala.
4. Uistite sa, že maska tesne prilieha k tvári a brade, aby nevznikali medzery.
5. Počas nosenia masky sa jej nedotýkajte.
6. Po použití masky odstráňte za pútko a okamžite ju zlikvidujte.
7. Opäť si dôkladne umyte ruky.

Bezpečnostné pokyny:

- Ak je maska viditeľne poškodená alebo znečistená, je potrebné ju vymeniť.
- Uchovávajte mimo dosahu detí. Pre deti sa odporúča používať iba pod dohľadom rodiča alebo opatrovníka.
- Nie je určená na opakované použitie. Odporúča sa každodenná výmena, aby sa zabezpečili maximálne hygienické štandardy.

Skladovanie:

- Skladujte na čistom a suchom mieste, aby sa zabezpečila neporušenosť masiek.
- Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu a vlhkosti, aby ste zachovali dlhú životnosť a účinnosť masiek.

Dodržiavaním týchto pokynov a bezpečnostných opatrení možno zaručiť maximálny ochranný účinok jednorazovej tvárovej masky.